

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：10X Phosphate buffered saline with Tween20, pH7.4 電泳緩衝液

其他名稱：10X PBST

產品貨號：BR540-1L、BR540-5L

建議用途及限制使用：分析用試劑，為進一步製造使用，不可使用在人體或動物藥劑上。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：瑞柏生物科技股份有限公司

台北市士林區重慶北路四段 253 號 2 樓

02-2811-8200

緊急聯絡電話/傳真電話

: 02-2811-8200/02-2811-8628

二、危害辨識資料

化學品危害分類：刺激皮膚物質 2 級、刺激眼睛物質 2 級

標示內容：

象徵符號：



- 警示語：警告。

- 危害警告訊息：

1. H315 對皮膚有刺激性

2. H319 對眼睛有嚴重刺激性

3. H335 對呼吸系統可能有刺激性

- 危害防範措施：

1. P280 穿合適的防護服，手套和眼睛/面部防護器具

2. P302+P352 若接觸皮膚，請用大量清水及肥皂清洗

3. P304+P340 若吸入，將傷者移至空氣流通處，並保持呼吸暢通

4. P305+P351+P338 若接觸眼睛，請用大量的水沖洗，移除隱形眼鏡並持續沖洗

其他危害：--

三、成分辨識資料

純物質：--

混合物：

危害成分之中英文名稱	CAS#	濃度或濃度範圍 (成分百分比)
氯化鈉, Sodium Chloride (NaCl)	7647-14-5	<10%
磷酸氫二鈉, Sodium Phosphate Dibasic (Na ₂ HPO ₄)	7558-79-4	<5%

磷酸二氫鉀, Pottasium Phosphate (KH ₂ PO ₄)	7778-77-0	<1%
氯化鉀, Potassium Chloride (KCl)	7447-40-7	<1%
聚乙二醇山梨醇單月桂酸酯,(Tween20) Polyethylene glycol sorbitan monolaurate	9005-64-5	<1%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

- 吸入：將患者移至新鮮空氣處，使其保持在舒適的狀況下呼吸新鮮空氣。
- 皮膚接觸：使用肥皂與水清洗患部。若仍感不適，請就醫。
- 眼睛接觸：隨即移除隱形眼鏡、張大眼睛，以大量清水沖洗十五分鐘。若仍感不適，請就醫。
- 食入：以水漱鼻、漱口、漱口。若仍感不適，請就醫。

最重要症狀及危害效應：--

對急救人員之防護：--

對醫師之提示：--

五、滅火措施

適用滅火劑：噴水、二氧化碳、乾粉、酒精泡沫劑。

滅火時可能遭遇之特殊危害：--

特殊滅火程序：--

消防人員之特殊防護設備：如果必要時請穿戴自攜式呼吸器及防護服以防止接觸皮膚和眼睛

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1. 避免形成粉塵。
2. 避免吸入蒸氣、霧或揮發體。

環境注意事項：避免讓產品進入渠道。

清理方法：

1. 打掃後放置於同一個清潔袋內。
2. 保持在適合且封閉的容器放置。
3. 避免灰塵且保持通風。

七、安全處置與儲存方法

處置：避免火源與易燃物。

儲存：確保密閉的容器放置於涼爽、乾燥且通風良好的地方。

八、暴露預防措施

工程控制：工作區域附近應有緊急沖淋洗眼器。

控制參數：--

• 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：--

• 生物指標：--

個人防護設備：

- 呼吸防護：短暫的接觸使用化學通風櫃，或是 NIOSH/MSHA 標準型防塵口罩。
- 手部防護：橡膠或乳膠手套。
- 眼睛防護：護目鏡。
- 皮膚及身體防護：穿著適當的防護衣物或實驗衣。

其他資訊：--

九、物理及化學性質

外觀（物質狀態、顏色等）：無色透明液體。

嗅覺閾值：--

pH 值：7.4。

易燃性（固體、氣體）：非易燃。

分解溫度：--

自燃溫度：--

蒸氣壓：--

密度：--

辛醇／水分配係數（log Kow）：--

氣味：--

熔點：--

沸點/沸點範圍：--

閃火點：--

測試方法（開杯或閉杯）：--

爆炸界限：--

蒸氣密度：--

溶解度：可溶於水。

揮發速率：--

十、安定性及反應性

安定性：在正常溫度條件與建議使用方式下是安定的。

特殊狀況下可能之危害反應：無聚合作用。

應避免之狀況：--

應避免之物質：強氧化劑。

危害分解物：碳氧化物、氮氧化物。

十一、毒性資料

暴露途徑：--

症狀：--

急毒性：

● 皮膚：刺激性

● 眼睛：刺激性

慢毒性或長期毒性：--

十二、生態資料

生態毒性：不被認為對環境有害，但無法排除大量或頻繁少量排放對環境造成傷害的可能。

持久性及降解性：--

生物蓄積性：--

土壤中之流動性：--

其他不良效應：--

十三、廢棄處置方法

地方性法規（廢棄物）：此物品不會產生危害性的廢棄物。

廢棄物處理方法：依當地法規處置廢棄物與殘液。

廢棄物處置建議：依當地／國家法規安全地處置。

歐洲廢棄物列表（LoW）代碼：--

十四、運送資料

依據 ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

聯合國編號：無。

聯合國運輸名稱：無。

運輸危害分類：無。

包裝類別：無。

海洋污染物（是／否）：否。

特殊運送方法及注意事項：無。

十五、法規資料

1. 職業安全衛生設施規則

2. 危害性化學品標示及通識規則

3. 毒性化學物質管理法

4. 特定化學物質危害預防標準

5. 勞工作業場所容許暴露標準

6. 道路交通安全規則

7. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

8. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

十六、其他資料

參考文獻	勞工安全衛生研究所	
製表單位	名稱：瑞柏生物科技股份有限公司	
	地址/電話：台北市士林區重慶北路四段 253 號 2 樓 02-2811-8200	
製表人	職稱：產品專員	姓名(簽章)：Cara Lin

製表日期	2021/01/01
------	------------