



核酸電泳 開學特惠

實驗室開學採購 · 一次備齊跑膠基本配備

PCR 產物分析 | DNA / RNA 電泳 | 研究室開學補貨 |

現在就把跑膠基本配備一次補齊 | 活動至 2026 / 11 / 30

開學限定優惠價

NT\$12,500

限量 · 售完為止

開學電泳實用組

Agarose/ MJ-105A/ DNA Ladder/ 核酸安全染劑 四項一次帶走

01

Agarose 500g

Low EEO Agarose | #BR410-500

- DNA 電泳遷移率高
- 凝膠強度較強 · 減少膠體破裂
- 解析度較佳 · 且批次間解析度一致
- 分離效果較好 · DNA 條帶較平整
- 為 DNase-Free 及 RNase-Free




02

MJ-105A

透明槽體 · 安全上蓋

迷你水平電泳槽 | Major Science




MJ-C01

MT-C03

03

DNA Ladder 500μL

100 bp 或 1 Kb DNA Ladder (四)擇一



04

Major Red Plus 500μL

10,000x | #MRP-500

- 與傳統 EtBr 相比 · 安全性較高
- 耐高溫 · 適合內染 (鑄膠時加入)
- 光源相容性廣: 可使用藍光透照儀 (搭配琥珀色濾光片) 或傳統紫外光 (UV) 激發
- 靈敏度高: 訊號強 · 背景低
- 使用便利: 電泳結束後無需進行脫色步驟
- 適用於瓊脂凝膠 (Agarose) 或 聚丙烯醯胺凝膠 (PAGE)



歡迎洽瑞柏各區業務 | 優惠數量有限

瑞柏各區服務據點

北區

02-2811-8200

桃竹苗

03-666-0116

中區

04-2315-2922

南區

07-550-0680