

2025



Cytiva, now including Pall Life Sciences



滅菌小飛碟

任選買2送1 (可混搭，以低價者做贈送)

一次買2組 (共6盒)，
再加送一盒 5mL 針筒 (100支)



為何選擇Cytiva/Pall之Acrodisc 針筒過濾器？

- 流速高：比起競品的其他材質有較優越的流速及較高的過濾量
- 為親水性 Supor (PES) 膜：蛋白質吸附性低，可減少樣品損失
- DMSO-Safe：過濾 DMSO 專用
- 伽馬滅菌：排除 EO (Ethylene Oxide) 滅菌可能之殘留物污染



如何選擇適合之針頭過濾器？

1. 濾膜及外殼的化學相容性

- 膜及外殼對接觸液體之耐受性 (請掃QR code，參考化學耐受性對照表)
- 可溶出物 (Extractables)：越少越好
- 吸附性 (Adsorption)：越低越好



2. 有效過濾面積？

面積越大，過濾速度越快，但殘留量也越多！

小飛碟直徑	面積	樣品過濾量	殘留體積
13 mm	1.0 cm ²	< 10 ml	< 30 µl
25 mm	2.8 cm ²	< 125 ml	< 100 µl

3. 適合孔徑大小？

0.1 µm：可有效阻擋黴漿菌、降低黴漿菌量 (黴漿菌之直徑為 0.1~0.25 µm)

0.2 µm：適用於無菌過濾，可去除細菌、黴菌、酵母菌等等微生物 (大多數的細菌直徑約 0.5~2 µm)

0.45µm：適合一般澄清過濾，去除顆粒物

0.8 µm：孔徑較大，適合作為難以過濾樣品之預過濾或去除顆粒物，如黏稠性高或顆粒負載高之樣品

訂購資訊

親水性PES (Supor)			
直徑	13 mm		
孔徑	0.2 µm	0.45 µm	0.8 µm
貨號	4602	4604	4608
包裝	75/pk	75/pk	75/pk
價錢	5,000	5,000	5,000

親水性PES (Supor)					DMSO-Safe
直徑	25 mm				25 mm
孔徑	0.1µm	0.2µm	0.45µm	0.8µm	0.2µm
貨號	4611	4612	4614	4618	4433
包裝	50/pk	50/pk	50/pk	50/pk	50/pk
價錢	5,000	1,500	1,500	5,000	5,000



瑞柏生物科技股份有限公司

RAINBOW BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.

0800-086-555 rainbow@rainbowbiotech.com.tw

北區 02-2811-8200 桃竹苗 03-666-0116 中區 04-2315-2922 南區 07-550-0680



瑞柏

官方帳號上線

ID: @rainbowbio

LINE