

**national
diagnostics**

成立於1977年，是美國市場上最大與檢測相關的試劑品牌，產品被廣泛用於市面上各主流品牌的儀器，經常被儀器廠商推薦並被客戶廣泛使用。Histo-Clear系列是一種環保型澄清/脫蠟劑（可做為二甲苯替代品）。該系列產品於1986年推出至今，一直是市場佔有率最高的產品，而 Histo-Clear II是該系列最高階的產品。

Histo-Clear® II

脫蠟/澄清劑
(Xylene 最佳取代劑)

Biomate

抗原修復液

Biomate

IHC專用筆/
阻水筆

Omnimount™

封片膠

無臭、無毒、
生物可分解

Histo-Clear II (HS-202)
1 gal. (3.8L)

+

Antigen Retrieval Buffer

10X Sodium citrate Buffer, pH6.0 1L (BR520)
或 10X Tris-EDTA Buffer, pH9.0 1L (BR530)

+

Omnimount 100mL (HS-110)

+

IHC專用筆一支 (PHC02-20)

優惠價 \$9,000

(原價 \$12,000)

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Dako

都在其 H&E 染色與 IHC 操作說明中，建議可以用 **Histo-Clear® II**

取代 xylene 進行脫蠟。此外，其他原本使用 xylene 的步驟均可用 **Histo-Clear® II** 取代...

福馬林固定 & 石蠟包埋
組織切片 (FFPE)




福馬林固定 → 脫水 → 包埋 → 切片 → 澄清 → 浸潤 → 脫蠟 → 復水 → 抗原修復
(antigen retrieval)

Histo-Clear® II

Histo-Clear® II

免疫組織化學染色 (IHC)



抗原修復後的組織切片 → 染色 → 脫水 → 澄清 → 封片 → 顯微鏡觀察

Histo-Clear® II

除了搭配 **Histo-Clear® II**
也對應以 Xylene, Toluene,
Limonene 或 Petroleum
進行澄清之切片保存

建議搭配封片膠 **Omnimount™**

與一般含 Xylene 的封片膠不同
閃火點高 + 毒性低 = 安全
低螢光 = 不影響觀察
保存效果佳



瑞柏生物科技股份有限公司

台北 02-28118200

新竹 03-6660116

台中 04-23152922

高雄 07-5500680