




Elite Dual 雙槽恆溫乾浴器
型號：EL-02DT-110

- 4.3吋彩色觸控螢幕
- 雙重溫控槽，可單獨控制每個槽的溫度
- 溫控範圍廣：室溫+5°C 至 150°C
- 多種加熱塊可選擇 (亦有客製化加熱塊)




微量盤恆溫振盪床
型號：MS-MPSI-110

- 加熱及振盪二合一
- 震盪範圍：200-1500 rpm
- 溫控範圍：室溫 +5°C - 70°C
- LCD 液晶顯示：同步顯示時間、溫度與振盪狀態



內建攪動桿及磁力攪動器，均勻攪拌



凹面蓋設計，使冷凝液體回流至槽內



側邊開蓋設計，維持水溫並降低水分蒸發

10L攪拌水浴槽

型號：SWB-10LT-1-110 (內建一個攪拌機機構)

型號：SWB-10LT-2-110 (內建二個攪拌機機構)

- 4.3吋彩色觸控螢幕，可同時顯示溫度與計時器
- 數位微處理控制器
- 內建磁力攪拌機制
- 溫控範圍：室溫+5°C 至 99°C



微量盤振盪床
型號：MS-MPS

- 高精度無刷電機，低噪音、免維護
- LED 數字顯示：控制速度與時間
- 震盪範圍：200-1500 rpm
- 可適配不同深度的微量盤/ELISA盤/深孔盤