



圓形濾膜(100/pk)  

- > PES材質
- 47mm 0.2µm/0.45µm/0.8µm #60301/#60173/#60110
- > Nylon材質
- 47mm 0.2µm/0.45µm #NR047100/#NX047100

小飛碟/針頭過濾器  


- (25mm, 單顆滅菌包裝, 50/pk)
- 0.2µm/0.45µm PES #4612/#4614
- 小飛碟/針頭過濾器(非滅菌包裝, 100/pk) 
- > PES材質 - 高流速、低蛋白質吸附
- 25mm 0.2µm/0.45µm #4506-100/#4508-100
- > Nylon材質 - 適用於HPLC · 含鹼、醇、脂等水溶液及有機溶劑
- 13mm 0.2µm/0.45µm #4540-100/#4541-100
- 25mm 0.2µm/0.45µm #4522-100/#4502-100
- > PVDF材質 - 為親水性 · 適用於HPLC · 水性溶液及有機溶劑
- 13mm 0.2µm/0.45µm #4544-100/#4545-100
- 25mm 0.2µm/0.45µm #4520-100/#4500-100
- > PTFE - 適用於HPLC · 化學耐受性廣
- PTFE 13mm 0.2µm/0.45µm #4542-100/#4543-100
- PTFE 25mm 0.2µm/0.45µm #4521-100/#4501-100
- > wwPTFE (親水性PTFE) - 適用於HPLC · 化學耐受性廣
- wwPTFE 13mm 0.2µm/0.45µm #2401-100/#2403-100
- wwPTFE 25mm 0.2µm/0.45µm #4929-100/#4932-100
- > GHP材質 - 含玻璃纖維之預過濾器 · 較易直接過濾含顆粒樣品
- 13mm 0.45µm #4563-100
- 25mm 0.2µm #4566-100

IC認證小飛碟/針頭過濾器(非滅菌包裝, 100/pk) 



- PES 13mm 0.2µm/0.45µm #4683-100/#4685-100
- 樣品裂解液 
- RIPA Cell Lysis Buffer (5X), 100ml #RP05-100
- 樣品緩衝液(Protein sample buffer) 
- 6X Laemmli SDS Sample Buffer (不含2-ME), 15ml #SBN06-15
- 6X Laemmli SDS Sample Buffer (含2-ME), 15ml #SBR06-15
- Acryl/Bis solution (500ml) 
- 30% Acry/Bis Solution (29:1) #A0010
- 30% Acry/Bis Solution (37.5:1) #A0011
- Tris □ 1kg #BR470 
- Glycine □ 1kg #BR450 

樣品裂解液 

- RIPA Cell Lysis Buffer (5X), 100ml #RP05-100
- 樣品緩衝液(Protein sample buffer) 
- 6X Laemmli SDS Sample Buffer (不含2-ME), 15ml #SBN06-15
- 6X Laemmli SDS Sample Buffer (含2-ME), 15ml #SBR06-15

Acryl/Bis solution (500ml) 

- 30% Acry/Bis Solution (29:1) #A0010
- 30% Acry/Bis Solution (37.5:1) #A0011
- Tris □ 1kg #BR470 
- Glycine □ 1kg #BR450 



(鑄膠用)短玻璃 □ 10片/盒 #SGP  



(鑄膠用)帶邊條厚玻璃(5片/盒)  

轉漬用吸水紙(Blotting/Filter Paper) 


抗體剝離/去除劑 


IHC專用筆/阻水筆 


離心管(滅菌包裝, 25/pk, 500/cs)  

冷凍小管(2ml站立式, 滅菌包裝, 500/cs)  


盒裝微量吸管尖Tip  

小量質體萃取套組 


小量質體萃取套組(超低內毒素) 

基礎款Taq DNA polymerase 

高校正率Taq (Pfu) 

T4 DNA Ligase 


qPCR/PCR小管  


核酸標準液(500µl) 

核酸電泳安全染劑  

細胞存活、增生、毒性偵測試劑組 

黴菌去除劑 

LB培養基 

必備緩衝溶液(1L) 

ENJOY SUMMER FUN暑假, 黃綠紅一夏



黃+綠+紅 任選自由配 \$9,900 >.<

三區任選一項產品, 優惠價九千九百元; 一次購入 2 組, 送 200元超商禮券, 再加送 1支IHC用阻水筆 或 一盒鑄膠短玻璃。 (Cat. No. PHC02-20) (Cat. No. SGP) 即日起至2026/9/30止

瑞柏生物科技股份有限公司 台北 02-28118200 新竹 03-6660116 台中 04-23152922 高雄 07-5500680

WB轉漬膜(1捲) **cytiva**

□ 0.2µm FluoroTrans PVDF (26cm x 3.3m) #BSP0161



牛血清白蛋白(Bovine serum albumin, BSA) **cytiva**



□ 100g #AD0023

WB超常用二抗 **Jackson ImmunoResearch**



□ Goat anti-rabbit IgG(H+L) HRP, 2ml #111-035-003
□ Goat anti-mouse IgG(H+L) HRP, 2ml #115-035-003

ECL冷光試劑組(500ml) **VISUAL PROTEIN**

□ LumiFlash™ Ultima (250ml soln A+250ml soln B) #LF08-500 *靈敏度: 低pg~高fg
□ LumiFlash™ Infinity (250ml soln A+250ml soln B) #LF16-500 *靈敏度: 高fg



透析膜(30公尺/捲) **Biomate**

□ 6-8 KDa 寬度: 25 mm #8030-25
□ 6-8 KDa 寬度: 34 mm #8030-34
□ 12-14 KDa 寬度: 25 mm #1430-25
□ 12-14 KDa 寬度: 32 mm #1430-32
* 每盒透析膜均附透析膜夾2支



空氣過濾器 **cytiva**

□ Acro 37 0.2µm PTFE 37mm, 24/pk #4464
□ Acro 50 0.2µm PTFE 50mm, 18/pk #4251
* 可用於細胞培養箱 或 發酵槽進氣端的空氣過濾



濃縮離心管 **cytiva**

□ Nanosep® 100支 (樣品處理量: 500µl)
0.2µm, 0.45µm, 3K / 10K / 30K / 100K / 300K Da
□ Microsep® 50支 (樣品處理量: 5ml)
0.2µm, 0.45µm, 1K / 3K / 10K / 30K / 100K Da
□ Macrosep® 25支 (樣品處理量: 20ml)
0.2µm, 0.45µm, 1K / 3K / 10K / 30K / 100K Da



微量離心管 **Biomate**

□ 1.5 ml 10,000/cs #MT20-15




內濾式微量吸管尖(Filter tip)(滅菌包裝, **Biomate**)

50/cs □ 10/20/100/200/1000/1250µl filter tip
#FT11-10/FT11-20/FT11-100/FT11-100/ FT11-200/
FT11-1000/ FT11-1250



酵素免疫反應盤 **BIOFIL®**

□ 96-well ELISA plate (無蓋), 200/cs #FEP-100-096



單爪分注器(Pipetman) **MMS major science**

□ 0.2-2µl #MSP-2 □ 1-10µl #MSP-10
□ 2-20µl #MSP-20 □ 10-100µl #MSP-100
□ 20-200µl #MSP-200 □ 100-1000µl #MSP-1000
□ 500-5000µl #MSP-5000



吸管輔助器(Pipet aid) **Biomate**

□ UltraPette Pipette Controller #BI90-10
* 可立於實驗桌上



迷你恆溫乾浴器 **MMS major science**

□ Dry Bath #MD-MINI (不含鋁塊)



多用途可變速渦旋震盪器(Vortex) **MMS major science**

□ Vortex Mixer #MS-VM-110




電源供應器(300V,400mA) **MMS major science**

□ 300V Power Supply #MINI-300
* 兩組輸出插槽, 可定電壓或電流



去黴抗汙劑 **WAK-Chemie Medical GmbH**



□ AquaClean 250ml #WAK-AQ-250-50L
□ Biocidal ZF 1L #WAK-ZF-6

水浴槽/培養箱水盤
5mL AquaClean加入1L水使用
每4週換水一次
若見藍色指示劑消褪, 即刻換水
不可直接接觸細胞



細胞培養設備/無菌操作台
每14天用 Biocidal ZF 清潔一次
不可直接接觸細胞



細胞活性- ATP檢測試劑 **AAT Bioquest®**



□ ReadiUse™ Rapid Luminometric ATP Assay Kit 100 tests #21601
* 隨取即用, 靈敏度高 (50 cells/well), 訊號穩定 (>2小時)

粒線體膜電位探針 **AAT Bioquest®**



□ JC-10 5x100µl #22204
* JC-1 最佳替代品, 溶解度高, 螢光強 (約為 JC-1 兩倍)

封片膠(含螢光 DAPI) **AAT Bioquest®**



□ Mounting medium with DAPI 50ml #20004

新世代冷凍保存液 **NIPPON Genetics**



□ Bambanker 5 x 20ml #BBO2
* 不需階段性降溫, 直接放-80°C保存細胞



RNA萃取試劑(傳統有機萃取法) **Vazyme**



□ VeZol Reagent 200ml (200rxns) #R411-02

RNA萃取試劑(無需使用氯仿) **Vazyme**



□ FreeZol Reagent 100ml (200rxns) #R711-01
* 無需毒化物管理, 二相分離後, RNA層較多吸取出

RNA萃取套組(column-based) **Vazyme**



□ FastPure Viral DNA/RNA Mini Kit V2, 50rxns #RC313-01
* 可同時萃取病毒DNA及RNA, 適用於全血、血清、血漿、拭子、口腔液、組織、糞便、精液、環境等多種樣品

Steamless cloning kit **Vazyme**



(不需使用限制酵素切割&連接酶接合)
□ ClonExpress Ultra One Step Cloning Kit V3, 20rxns #C117-01 * 一次最多可接入1-11個片段

植物快速PCR檢測套組 (200rxns) **Vazyme**



□ Plant direct PCR kit #PD105-02
* 包含 Plant direct lysis buffer 及 2X Plant direct master mix (Dye Plus)
* 適用於不同植物葉片(不含多醣及多酚)及種子的高通量篩選
* 可擴增 5kb 內DNA片段 (序列正確性高, 可應用於cloning、定序實驗)



瓊脂膠/洋菜膠(500g) **Biomate**



□ Agarose Low EEO #BR410-500G
* 低電滲強度, band跑得快且平整 & 膠強度較強、不易破裂



迷你水平電泳系統 **MMS major science**




□ 標準型 #MJ-105A □ 加長型 #MT-108



雙LED光源式藍光透照儀 **MMS major science**



□ Dual LED Blue/White Light Transilluminator #MBE-200BW



細胞培養盤(單一滅菌包裝,100/cs) **BIOFIL®**



□ 6-well #TCP-011-006
□ 12-well #TCP-011-012
□ 24-well #TCP-011-024
□ 96-well #TCP-011-096



細胞培養瓶(Filter Cap,滅菌包裝) **BIOFIL®**



□ 25T, 10/pk 200/cs #TCF-012-050
□ 75T, 5/pk 100/cs #TCF-012-250
□ 175T, 5/pk 40/cs #TCF-012-600



細胞培養皿(滅菌包裝) **BIOFIL®**




□ 6cm, 10/pk 600/cs #TCD-010-060
□ 10cm, 10/pk 300/cs #TCD-010-100
□ 15cm, 5/pk 100/cs #TCD-110-150



細胞篩(Cell Strainer) **BIOFIL®**



□ 40µm nylon mesh, Sterile 50/pk #CSS-013-040
□ 70µm nylon mesh, Sterile 50/pk #CSS-013-070
□ 100µm nylon mesh, Sterile 50/pk #CSS-013-100



無菌濾杯(單一滅菌包裝) **BIOFIL®**



□ 0.22µm PES 500ml, 24/pk #FPE-214-500



空白微量盤 **BIOFIL®**




□ 96-well plate (無蓋), 200/cs #FEP-000-096



無菌塑膠吸管(單支滅菌包裝,800/cs) **BIOFIL®**



□ 5ml #GSP-211-105
□ 10ml #GSP-221-110



錐形瓶/三角培養搖瓶(平底,滅菌包裝) **BIOFIL®**



□ 125ml Erlenmeyer flask PETG vent, 24/cs #TAB-102-125
□ 250ml Erlenmeyer flask PETG vent, 12/cs #TAB-102-250




0.22µm PTFE疏水透氣濾膜蓋, 有利氣體交換, 同時確保無菌狀態

黴菌菌檢測試劑組 **Vazyme**



□ Mycolor One-step mycoplasma detector, 50rxns #D201-02
* 1µl 細胞上清液加入產品, 65°C作用1小時肉眼判讀陰陽
* 判讀容易: 紫紅色→黃色 即有黴菌污染
* 可檢測細胞培養中常見的 40 種黴菌



冷光受質D-Luciferin **AAT Bioquest®**



□ D-Luciferin potassium salt 25mg #12505

緩衝液HHBS **AAT Bioquest®**



□ HHBS (Hanks' Buffer with 20mM Hepes) 100ml #20011

ELISA受質/呈色劑TMB **AAT Bioquest®**



□ TMB Substrate Solution (Optimized for ELISA) 100ml #11012

Genomic DNA萃取套組 **Vazyme**



□ FastPure Blood/Cell/Tissue/Bacteria DNA Isolation Mini Kit, 50rxns #DC112-01
* 通用款, 全血、細胞、細菌、動物組織皆適用



植物Genomic DNA萃取套組 **Vazyme**



□ FastPure Plant DNA Isolation Mini Kit, 50rxns #DC104-01
* 不同緩衝液, 適用於萃取普通植物 (Buffer EL) 或多醣多酚植物 (Buffer PSL)

TOPO Cloning Kit **Vazyme**



□ Ultra-Universal TOPO Cloning Kit, 20rxns #C603-01
* 酵素活性高+優化之緩衝液
* 含自接抑制劑 (self-ligation inhibitor) 與 TA 及 blunt-end cloning 相容



DEPC Water **cytiva**



□ 4x500ml #D0121

PTFE材質濾膜(47mm,100/pk) **cytiva**



□ 0.2µm/0.45µm #66143/#66149
* HPLC固定相過濾用




小飛碟/針頭過濾器 **cytiva**



(PES,13mm,75/pk,單顆滅菌包裝)
□ 0.1µm #4611 * 用於去除黴菌
□ 0.2µm/0.45µm #4602/#4604



DMSO過濾專用小飛碟(單顆滅菌包裝) **cytiva**



□ DMSO-Safe 0.2µm 25mm, 50/pk #4433



滅菌過濾大飛碟(單顆滅菌包裝,PES, 90mm,10/pk) **cytiva**



□ VacuCap 0.1µm #4621
* 用於去除黴菌
□ VacuCap 0.2µm #4622



磁吸式過濾器 **cytiva**



□ 47 mm magnetic filter funnels (500ml) #4238



SDS(顆粒狀) **Biomate**


□ SDS Granule 500g #BR550-500G

蛋白定量試劑組 **VISUAL PROTEIN**

□ Bradford Reagent (5X) 500ml #BR05-500
□ BCA Protein Assay Kit (500ml soln A+12ml soln B+BSA 2mlx 5) #BC03-500

蛋白標準液(Prestained protein marker, 250µlx2) **Biomate**

□ 10-180 KDa #BR0671
□ 9-245 KDa #BR1811



西方墨點法遮蓋液 **VISUAL PROTEIN**

(無蛋白配方)
□ Protein-Free Blocking Buffer, 500mlx2 #BF01-1L


一分鐘抗體剝離液/去除劑 **VISUAL PROTEIN**

□ 1-Min stripping buffer 500ml #SP01-500
* 操作快速, 亦能提高訊號雜訊比 (S/N ratio) · 節省抗體使用量

冷光筆 **VISUAL PROTEIN**



□ LuminolPen™ 1支 #LH03-50
* Blocking 前塗寫, 可塗1千張轉漬膜



水平電泳鑄膠套組 **MMS major science**



□ DNA gel tray set #MJ-CASTER-C
* 包含2個製膠台, 2個 107x60mm 製膠盤, 4個 52x60mm 製膠盤 及 2支齒梳



保冷盒 **BioSmith**

□ 可容納 8支1.5 mL/2 ml tube #70003



迷你離心機 **Arady Bio**

□ 適用 0.2mL/0.5mL/1.5mL/2ml tube #AB-MC8

