



省錢
買染劑送神器
MBE-200BW
帶著走

買新品送好禮

買10送一





Major Red Plus 安全核酸染劑(MRP-500) 原價1500元，優惠價 1350 元

凡一次購買 10 支


再送 雙LED光源藍白光透照儀(MBE-200BW)一台 (原價 NT18,500) !!!

Major Red Plus 安全核酸染劑 (相當於T牌 SYBR Safe)
以二甲基亞砷(DMSO)為溶劑的10,000倍濃縮液

- 相較於 EtBr, 具有較佳的操作安全性
- 對藍光搭配琥珀色濾光片以及紫外光搭配SYBR濾光片皆具高靈敏度
- 耐高溫, 適用於內染法的膠體鑄膠
- 高信噪比, 背景雜訊低
- 使用方便, 無需脫色處理
- 適用於瓊脂糖膠與聚丙烯醯胺膠 (PAGE)



產品編號	MRP-500
容量	500μL
瓶裝	棕色避光冷凍管
檢測方法	螢光
螢光	綠色
激發波長	約 280nm 與 502nm
散射波長	約 530nm
形式	液體
應用說明	核酸檢測
濃度	以二甲基亞砷(DMSO)為溶劑的10,000倍濃縮液
保存條件	2~8°C下12個月; -20°C下18~24個月



UVCI-2300使用藍光光源搭配琥珀色濾光片 UVCI-2300使用紫外光光源搭配抗UV濾片

Innovative Life Sciences Tools

整組只要 NT13,500 !!!

歡迎洽詢索取試用品

*本公司保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。
*所有圖片僅供參考，實際產品可能與圖不同。
*技術規格如有更改，恕不另行通知。



瑞柏生物科技股份有限公司

台北 02-28118200

新竹 03-6660116

台中 04-23152922

高雄 07-5500680