



MS Pipette
MS Pipette

2024吉龍舞春 Pipette特賣



瑞柏生物科技股份有限公司

訂購專線：0800-086-555

台北：(02) 2811-8200 中區：(04) 2315-2922

桃竹苗：(03) 6660-116 南區：(07) 5500-680



瑞柏
官方帳號

LINE

ID: @rainbowbio



由法國知名大廠生產製造



□ **單爪** 有 8 種型號可供選擇，涵蓋體積範圍：2 μ L, 10 μ L, 20 μ L, 100 μ L, 200 μ L, 1000 μ L, 5mL, 10mL

單支NT 7,000

任選4支再送1支，還送1箱無菌盒裝tip



□ **八爪** <限10 μ L, 200 μ L, 300 μ L>

單支NT 16,000，送1箱”盒裝” tip

ps. 盒裝Tip規格可任選 (10 μ L, 200 μ L, 1250 μ L)

訂購資訊：


	貨號	品名
單爪	MSP-2	MS pipette, 適用體積範圍 0.2~2 μ l
	MSP-10	MS pipette, 適用體積範圍 1~10 μ l
	MSP-20	MS pipette, 適用體積範圍 2~20 μ l
	MSP-100	MS pipette, 適用體積範圍 10~100 μ l
	MSP-200	MS pipette, 適用體積範圍 20~200 μ l
	MSP-1000	MS pipette, 適用體積範圍 100~1000 μ l
	MSP-5000	MS pipette, 適用體積範圍 500~5000 μ l
	MSP-10000	MS pipette, 適用體積範圍 1000~10000 μ l
八爪	MSP-8X10	MS 8-ch pipette, 適用體積範圍 0.5~10 μ l
	MSP-8X200	MS 8-ch pipette, 適用體積範圍 20~200 μ l
	MSP-8X300	MS 8-ch pipette, 適用體積範圍 20~300 μ l

Features:

- 質地輕巧
- 軟質彈簧設計，使用超省力
- 可控式體積設定，避免隨意調整造成設定值改變
- 明顯數值顯示，方便體積調整
- 波浪型設計：適合不同手掌大小使用
- 加大按壓鈕設計，圓形且方便自由旋轉
- 指鉤式設計：方便操作者抓握
- 即使長時間照射也有抗UV特性
- 所有元件皆可滅菌 (120°C/0.1MPa/20 min)
- 獨特的序號編排，方便檢索出廠資料



- 三方位退吸頭，左右手皆適用
- 校正流程簡易 (內含校正工具)
- 具高精準度



使用序號方便檢索出廠年份

Innovative Life Sciences Tools

Biomate™

■ 袋裝微量吸管尖

- Tip皆為透明且有刻度，安心使用
- tip設計較長，不易暴衝
- 殘留量低 (詳情請掃QR code連結影片)
- ISO 13485認證，符合醫療器材品質管理系統標準
- 多種品牌之移液器皆適用，如Gilson，Eppendorf等



Tips 袋裝微量吸管尖

產品編號	產品名稱	包裝	售價
BTN10-10	10µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	20,000 支/箱	7,800
BTN10-200	200µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	20,000 支/箱	7,000
BTN10-300	300µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	20,000 支/箱	7,000
BTN10-1250	1250µl tips 微量吸管尖, 1000 支/包	10,000 支/箱	4,500
BTN10-5000	5000µl tips 微量吸管尖, 250 支/包	2,500支/箱	12,000

■ 盒裝微量吸管尖

- Tip皆為透明且有刻度，安心使用
- tip設計較長，不易暴衝
- 殘留量低 ISO 13485認證，符合醫療器材品質管理系統標準
- 多種品牌之移液器皆適用，如Gilson，Eppendorf等
- 膠膜密封 & 滅菌
- DNase Free , RNase Free & Endotoxin Free



Racked 盒裝微量吸管尖

產品編號	產品名稱	包裝	售價
BTN11-10	10µl tips 盒裝式微量吸管尖, 10 盒/條	50 盒/箱	4,000
BTN11-200	200µl tips 盒裝式微量吸管尖, 10 盒/條	50 盒/箱	4,000
BTN11-1250	1250µl tips 盒裝式微量吸管尖, 10 盒/條	50 盒/箱	5,000