

WB 冷光試劑 優惠

30%
Acrylamide/
Bis

ECL

Protein
marker

凡購買 ECL (款式任選)，
即可以 1000元 加購
30% Acrylamide/Bis
及 Protein marker

LumiFlash™ Ultima ECL Solution A & B 各250mL	LF08-500 定價\$6300
LumiFlash™ Infinity ECL Solution A & B 各250mL	LF16-500 定價\$8400
LumiFlash™ Femto ECL Solution A & B 各50mL	LF24-100 定價\$9450
30% Acrylamide/Bis Solution (29:1) 500mL	A0010 定價\$2200
Pre-Stained Protein Marker 9-180 kDa 250µl × 2	BR0671 定價\$2400

促銷期間：即日起至2025/9/30止

另加購此區任何產品 享75折優惠

細胞裂解液

RIPA Cell Lysis Buffer (5X) 100mL #RP05-100
適用於裂解細胞膜、細胞質和細胞核
使用優質成分，裂解後收穫蛋白總量較其他廠牌高
定價\$2100 **75折加購價 \$1575**

蛋白定量試劑組

Dual-Range™ BCA Protein Assay Kit #BC03-500
含Reagent A 500mL, Reagent B 12mL 及 BSA Standard (2mg/mL) 2mL x 5
不易受介面活性劑影響，如SDS、TritonX-100等
適用於使用RIPA裂解之樣品定量
定價\$3780 **75折加購價 \$2835**

Dual-Range™ Bradford Protein Assay Kit (5X) #BR05-500-K
含Reagent A 500mL 及 BSA Standard (2mg/mL) 2mL x 5
不易受還原劑影響，如DTT、DTE等
操作簡單快速，反應只需5分鐘
定價\$5300 **75折加購價 \$3975**

西方墨點法冷光筆

LuminolPen™, HRP system #LH03-10 #LH05-10
(約可畫100張marker)
首創西方墨點專用標記筆
用於資料管理：標記蛋白質條帶、實驗資訊、操作者等
LH03：Blocking前塗寫
LH05：添加ECL前塗寫
LH03-10定價\$1500 **75折加購價 \$1125**
LH05-10定價\$1200 **75折加購價 \$ 900**
(數量有限，售完為止)

西方墨點遮蓋液

基本款 #BP01-1L
BlockPRO™ Blocking Buffer 500mL x 2
優異遮蔽：可降低背景雜訊，使目標蛋白更清晰
無Biotin：適用於 Biotin-Avidin 系統
定價\$3470 **75折加購價 \$2600**

無蛋白款 #BF01-1L
BlockPRO™ Protein-Free Blocking Buffer 500mL x 2
無蛋白質：杜絕蛋白質遮蓋液與樣本間的交互作用
提高靈敏度：可減少壓片時間與抗體用量
無磷酸化蛋白：適用於偵測磷酸化蛋白
定價\$3780 **75折加購價 \$2835**

無蛋白強化款-快速作用 #BM01-500
BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer 500mL
作用更快速：強化配方，可縮短遮蔽時間為一分鐘
無蛋白質：杜絕遮蓋液與蛋白樣本的交互作用
提高靈敏度：可減少壓片時間與抗體用量
無磷酸化蛋白：適用於偵測磷酸化蛋白
定價\$3360 **75折加購價 \$2520**

一分鐘抗體剝離液

StripPRO™ 1 Min Stripping Buffer #SP01-500
500mL
不含2-ME，無毒無味無害
操作快速，只需1分鐘，可於室溫儲存及使用
定價\$5000 **75折加購價 \$3750**



瑞柏生物科技
0800-086-555


北區 02-2811-8200 桃竹苗 03-666-0116
中區 04-2315-2922 南區 07-550-068

VISUAL PROTEIN 提供4種不同等級 ECL • 滿足不同靈敏度需求

基本款

LumiFlash™ Prime

Hela Cell Lysate (μg protein)
20 10 5 2.5 0.63 0.31 0.16




1st Ab: Mouse anti-β-actin (1:5,000)
2nd Ab: Anti-mouse IgG-HRP (1:20,000)

LumiFlash™ Ultra 訊號較強 又不易過曝

通用款

LumiFlash™ Ultima

K562 Cell Lysate (μg protein)
50 25 12.5 6.25 3.13 1.56 0.78




1st Ab: Mouse anti-HSP 47 (1:2,000)
2nd Ab: Anti-mouse IgG-HRP (1:20,000)

進階款

LumiFlash™ Infinity

Hela Cell Lysate (μg protein)
20 10 5 2.5 0.63 0.31 0.16



1st Ab: Mouse anti-AMPK α1 (1:1,000)
2nd Ab: Anti-mouse IgG-HRP (1:20,000)


LumiFlash™ Infinity 訊號較持久

超靈敏款

LumiFlash™ Femto

LumiFlash™ Femto 訊號強度 不輸T牌


LumiFlash™ Femto Chemiluminescent Substrate




1st Ab: Anti-Akt antibody (1:2,500)

Hela cell lysate with 1/2 serial dilution from 7μg

Brand T West Femto




LumiFlash™ Femto Chemiluminescent Substrate




1st Ab: Anti-GAPDH antibody (1:10,000)

Brand T West Femto



ECL 綜合比較表

LumiFlash™ 系列的訊號線性好



註：使用 M 牌的 Immobilon ECL 時，受質有耗盡的情形，因而 6μg band 的訊號並非 2μg 的 3 倍！

	基本款 LumiFlash Prime (LF01)	通用款 LumiFlash Ultima (LF08)	進階款 LumiFlash Infinity (LF16)	超靈敏款 LumiFlash Femto (LF24)
影像				
特點	價格經濟的入門級 ECL	性價比高 發光時間較長 適用於大多數 WB 實驗需求	高靈敏度	超高靈敏度 發光時間長
靈敏度	Mid to high pg	Low pg to high fg	High fg	Low to mid fg
持續度	6小時	6~12小時	6小時	8小時
定價	4,200	6,300	8,400	9,450
相較於他牌 ECL 之型號				
vs. A 牌	-	WesternBright ECL	Quantum	Sirius
vs. B 牌	-	Clarity		Clarity Max
vs. C 牌 (原G牌)	-	Prime	-	Select
vs. M 牌	-	Crescendo	Forte	-
			Immobilon	Immobilon Ultra
vs. P 牌	Plus	ECL Pro	Ultra	
vs. T 牌	Pico plus	Dura	-	Femto